

# WINBACK®

6XPRESSO



IT



Migliora la tua efficienza  
con una **soluzione di  
pressoterapia**



## Acceleratore circolatorio

La 6 XPRESSO è un dispositivo di pressoterapia professionale che è stato specificamente progettato per soddisfare le esigenze degli esperti della riabilitazione. Le sue applicazioni sono molteplici: migliora la circolazione della linfa, allevia i sintomi di gambe pesanti o gonfie, combatte attivamente la ritenzione idrica, le vene varicose e gli edemi.





## ① INTERFACCIA INTUITIVA

La 6XPRESSO è dotata di touch screen e la sua gestione è estremamente semplice e intuitiva. I trattamenti desiderati sono selezionati tramite semplici pulsanti a sfioramento.

## ② CONNESSIONE SEMPLIFICATA

Tutti gli accessori della gamma hanno connettori ONE TOUCH, è necessario un solo punto di connessione per collegare il dispositivo all'accessorio facilitando così l'installazione.

## ③ SILENZIOSA

La 6XPRESSO è stata progettata in modo che il trattamento possa svolgersi in un'atmosfera di relax e tranquillità, consentendo ai pazienti di godere pienamente della loro seduta.

## INDICAZIONI

- Drenaggio linfatico
  - Linfedema
- Insufficienza venosa
- Edema post-operatorio
- Sindrome post trombotica
- Recupero muscolare

## ACCESSORI FORNITI

- 2 connettori 6 camere
- 2 gambali a 6 camere taglia L

## ACCESSORI OPZIONALI




Cintura addominale a  
6 camere



Bracciale a  
6 camere



Gambali XL  
6 camere



# Winback 6xpresso : la tecnologia al servizio del tuo know-how

La 6XPRESSO è l'unica apparecchiatura MEDICALE certificata classe IIA. Il certificato medico CE attesta la capacità di ottenere risultati di trattamento convalidati da studi scientifici effettuati indipendentemente dal produttore.

## La differenza WINBACK:

- DA 10 À 200 MM/HG
- SACCHE UNICHE
- 6 CAMERE PER SACCA

CE  
0120



## 3 FUNZIONI

- A DLA:** Drenaggio linfatico assistito. Trattamento tradizionale per imitare il drenaggio manuale con la capacità di regolare la pressione meccanica esercitata, la durata e la velocità del sollevamento distale prossimale.
- B DRA:** Drenaggio rinforzato assistito. Trattamento con pressione progressiva di tutte le camere distali alla camera sotto pressione corrente. Il DRA è particolarmente adatto per il recupero sportivo con forti pressioni meccaniche.
- C 2DLA:** Duo Drenaggio linfatico assistito. Le camere vengono contemporaneamente pressate 2 per 2 per rafforzare la riabilitazione linfatica del paziente.



## **WINBACK EUROPE**

885 Av. du Docteur Lefebvre, Twins 2  
06270 Villeneuve-loubet - FRANCE  
T. +33 (0)4 83 66 16 66  
contact@winback.com  
[www.winback.com](http://www.winback.com)

## **WINBACK WORLDWIDE**

**WINBACK FRANCE (FR)** - [www.winback.com/fr](http://www.winback.com/fr)  
**WINBACK ITALY (IT)** - [www.winback.com/it](http://www.winback.com/it)  
**WINBACK SPAIN (ES)** - [www.winback.com/es](http://www.winback.com/es)  
**WINBACK GO WEST (US)** - [www.winback.com/en](http://www.winback.com/en)  
**WINBACK GO EAST** - [www.winback.asia](http://www.winback.asia)

